

Therapieliegen für Babys, Kinder und Erwachsene

THERAKID_M
THERAKID_XL
THERAKID_XXL

Für Ihr Rezept
20.29.04.0001
Hilfsmittelnummer



TheraKid M

Vielseitige Therapieliegen für Kinder + Erwachsene

Entdecken Sie unsere größeren Modelle M, XL und XXL: **multifunktionale, umklappbare Therapieliegen**, perfekt für Krankengymnastik, Frühförderung, Vojta, Bobath und Ergotherapie mit Kindern und Erwachsenen. Die TheraKid-Therapieliegen sind leicht und schnell aufzubauen, **auf Boden, Pflegebett oder Tisch** – so passen sie gut in den Alltag für groß und klein.

Vorteil 1: optimale Therapiehöhe

- rückschonende Therapiehöhe
- sicheres Führen auch bei intensiven Übungen

Vorteil 2: hygienisch & pflegeleicht

- urinbeständiges Kunstleder in Klinikqualität
- einfaches Reinigen der TheraKid

Vorteil 3: ergonomische Polsterung

- komfortable und rutschfeste Oberfläche
- druckentlastend auch bei längeren Einheiten



TheraKid XL

NEU
2026



Infos und Farben >> Seite 7

TheraKid M

- Höhe: **15 cm, Länge 140 cm***
- 2-teilig multifunktional
- mehr Optionen mit Schräge
- klappbar, mit Tragegriff
- Gewicht: nur 8,5 kg
- keine Montage nötig



TheraKid XL


- Höhe: **10 cm, Länge 150 cm***
- 2-teilig multifunktional
- klappbar, mit Tragegriff
- Gewicht: nur 7,0 kg
- keine Montage nötig



TheraKid XXL

- Höhe: **10 cm, Länge 180 cm***
- 3-teilig multifunktional
- mehr Optionen mit Stufe
- klappbar, mit Tragegriff
- Gewicht: nur 9,5 kg
- keine Montage nötig

* alle Maße können leicht variieren



Bahn (M, XL, XXL)

Block (M, XL, XXL)

Tunnel (M, XL, XXL)

Sitz (M, XXL)

Tisch (M, XL, XXL)

Stufe (XXL)
Berg (M)





TheraKid M

Rezept-Kostenübernahme möglich: Kasse und Privat

TheraKid ist im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet. **Hilfsmittel-Nr. 20.29.04.0001** Bei Vorliegen einer ärztlichen Verordnung kann eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse möglich sein.

Das Rezept bitte so ausfüllen

- **TheraKid-Modell**
> siehe Seite 6
- **Hilfsmittelnummer 20.29.04.0001**
für alle TheraKids
- **Diagnose vom Arzt**



Sitz (M, XXL)

Tisch (M, XL, XXL)

Stufe (XXL)
Berg (M)



TheraKid XXL

Bestellung und Lieferung

- **Telefonische Beratung**
Ihre Fragen zu Rezept, Arztbericht, Modellwahl und Bestellung beantworten wir sehr gerne persönlich am **Telefon 07181 256209**
- **Rezept vom Arzt**
Bitte Sie Ihren Arzt um ein TheraKid-Rezept. So geht's: **siehe Seite 11 > Rezept**
- **Beantragung**
Senden Sie das Rezept an Hesel Therapieliegen oder an Ihr Sanitätshaus. Wir, oder Ihr Sanitätshaus, reichen die Unterlagen bei Ihrer Krankenkasse ein.
- **Krankenkasse lehnt ab?**
Melden Sie sich bei uns – wir haben viel Erfahrung und unterstützen Sie gerne: **Tel. 07181 256209**
- **Bestellung**
Die Bestellung ist direkt bei Hesel Therapieliegen möglich – und gerne auch über Ihr Sanitätshaus.
- **Lieferzeit**
Die Lieferzeit beträgt in der Regel 1 bis 3 Wochen.



Remsstr. 15 · D-73650 Winterbach
Tel. +49 7181 256209 · Fax +49 7181 256267
info@therakid.de · **therakid.de**



Therapie-Qualität für Ihr Zuhause

Krankengymnastik · Frühförderung
Vojta · Bobath · Ergotherapie



Für Ihr Rezept
20.29.04.0001
Hilfsmittelnummer

TheraKid
SEIT 2004

TheraKid_Flyer_V1_2026 | TheraKid M Gebrauchsmuster Nr. 20 2025 104 150 | Design Nr. 402025100467-0001 | Gestaltung: waldehimerwerbung, Fotos: Lonnie Wimmer



Hallo liebe Eltern, Kinder, Patientinnen und Patienten sowie Therapeutinnen und Therapeuten, Therapie braucht Zeit, Geduld und viel Engagement. Unsere Therapieliegen unterstützen Sie dabei, dass Therapie auch zu Hause sicher und unkompliziert gelingt – auf dem Tisch, auf dem Boden oder im Pflegebett.



Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine **TheraKid**-Therapieliege interessieren. Für alle Fragen rund um **TheraKid** stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Seite.

Alles Gute auf Ihrem Therapie-Weg.
Herzliche Grüße



YouTube

Gleich ansehen:
TheraKid im Video

Ihre **Veronika Hesper**

Geschäftsführerin
Hesper Therapieliegen

Therapieliegen für Babys und Kinder bis 6 Jahre

THERAKID_10
THERAKID_15
THERAKID_20

Für Ihr Rezept
20.29.04.0001
Hilfsmittelnummer



Therapieren

TheraKid ist der Therapieplatz für Ihr Kind zu Hause

Sie sind als Eltern aktiv in die Therapie eingebunden: **Krankengymnastik, Frühförderung, Vojta, Bobath, Ergotherapie.** Sie übernehmen täglich wichtige Übungen. Doch zu Hause fehlen oft die passenden Bedingungen: hydraulische Liegen sind zu groß für Ihre Wohnungen, Gymnastikmatten sind zu weich um zu therapieren – so können Sie Ihr Kind nicht richtig unterstützen. Dafür haben wir TheraKid entwickelt.

Vorteil 1: optimale Therapiehöhe

- rückschonende Therapiehöhe
- sicheres Führen auch bei intensiven Übungen

Vorteil 2: hygienisch & pflegeleicht

- urinbeständiges Kunstleder in Klinikqualität
- einfaches Reinigen der TheraKid

Vorteil 3: ergonomische Polsterung

- komfortable Oberfläche und rutschfeste Unterseite
- druckentlastend auch bei längeren Einheiten




Anheben

Wie groß ist die Person, die Ihr Kind zu Hause therapiert?

TheraKid 10
Sie sind kleiner als 1,65 m

TheraKid 15
Sie sind 1,65 m bis 1,80 m

TheraKid 20
Sie sind größer als 1,80 m



TheraKid einteilig in 3 verschiedenen Höhen

Die Körpergröße der Eltern bestimmt die passende TheraKid-Höhe. Die TheraKid ist eine Therapie-Auflage für Ihren Küchen- und Esstisch zu Hause. Diese Tische sind in der Regel 73–78 cm hoch. Welche TheraKid-Höhe passt, richtet sich also ganz nach Ihnen als Co-Therapeut.

Tisch + TheraKid = Therapiehöhe



Therapieren



Tragegriff

Unsere Therapieliegen für Kinder *und* Erwachsene

Modell und Artikel-Nr.	Größe * Maße können leicht variieren	Gewicht	Größe Therapeut
TheraKid 10 Art.-Nr. 0910	120 cm lang 70 cm breit 10 cm hoch	5,5 kg	kleiner als 1,65 m
TheraKid 15 Art.-Nr. 0915	120 cm lang 70 cm breit 15 cm hoch	6,0 kg	1,65 m bis 1,80 m
TheraKid 20 Art.-Nr. 0920	120 cm lang 70 cm breit 20 cm hoch	7,5 kg	größer als 1,80 m
TheraKid M Art.-Nr. 0935 2-teilig am Stk.	140 cm lang 70 cm breit 15 cm hoch	8,5 kg	für alle Größen
TheraKid XL Art.-Nr. 0925 2-teilig am Stk.	150 cm lang 80 cm breit 10 cm hoch	7,0 kg	für alle Größen
TheraKid XXL Art.-Nr. 0930 3-teilig am Stk.	180 cm lang 80 cm breit 10 cm hoch	9,5 kg	für alle Größen

NEU

Modellfarben für alle TheraKids

- au aubergine
- gr apfelgrün
- bl atollblau
- ge sonnen gelb
- ro rot exklusiv für TheraKid M

CE
CE-Kennung nach (EU) 2017/745 (MDR)
Made in Germany